



INMODE[®]

soluciones estéticas

INNOVAR



con INMODE

BE INNOVATIVE

Be inmode

La avanzada tecnología de InMode marca un nuevo paradigma en la medicina estética. Estamos muy orgullosos de contar con numerosas plataformas multi aplicación para ofrecer a las clínicas la posibilidad de aumentar su oferta de tratamientos en cualquier momento.

InMode ofrece tratamientos fraccionados seguros, efectivos y no invasivos para la piel; skintightening, flacidez y tensado cutáneo, además de tratamientos de remodelación corporal para la eliminación de grasa localizada y mejora de la apariencia de la celulitis mediante radiofrecuencia. Nuestra nueva pieza de mano de láser con triple longitud de onda y emisión

simultánea se ha convertido en el nuevo gold standard de la depilación láser.

Nuestro departamento de I+D lleva más de dos décadas estudiando y desarrollando dispositivos médicos de luz, láser y radiofrecuencia. Nuestra tecnología continúa su legado ofreciendo un nivel de satisfacción superior a pacientes y clínicas.

Seguimos apoyando las soluciones médicas clínicamente probadas y efectivas, con una amplia gama de equipos innovadores que sigue creciendo.

ESTAR...

- Informado - Más de 50 publicaciones científicas y estudios clínicos publicados por pares.
- Inteligente - Nuestro equipo de ingenieros han conseguido más de 100 patentes y derechos de propiedad intelectual.
- Inspirado - Recomendado por los principales referentes médicos del mundo.
- Solicitado - Cubriendo los tratamientos mas demandados por los pacientes.
- Intrigado - Llegando a millones de consumidores alcanzados a través de la prensa y la comunicación.
- Innovador - Resultados seguros y fiables.



CONOZCA LAS PLATAFORMAS MÉDICAS DE INMODE



BODYTITE



Plataforma corporal mínimamente invasiva. RFAL



VOTIVA



Plataforma para recuperación íntima de la mujer



TRITON



Plataforma de depilación ultra rápida



OPTIMAS



Plataforma médica integral






CONTOURA



Plataforma corporal no invasiva

AVALANDO LA EXCELENCIA CLÍNICA



FRACTORA® FRACTORA^v™

FORMA® \ PLUS® FORMA^v™

MINI^{fx}® BODY^{fx}®

FRACTORA CUBRE EL HUECO ENTRE LOS LÁSERES FRACCIONADOS DE CO₂ Y OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS O INVASIVOS.



RENOVADOR DE LA PIEL

- 3 aplicadores con diferentes grosor
- Alcanza 3 profundidades de tratamiento, gracias a su energía fraccionada personalizable
- Tratamiento para arrugas moderadas y profundas incluso para pieles fototipo VI
- Muy bajo riesgo de PIH
- Menos tiempo de recuperación y menos riesgo de efectos secundarios
- Mejora significativa del acné quístico y cicatrices de acné (mejora las cicatrices hasta un 50%)
- Estimula la generación de elastina y colágeno consiguiendo mejoras permanentes en la salud íntima femenina

Especificaciones

	60	24	24 CUBIERTO
Profundidad	Dermis media	Dermis profunda	Dermis profunda
Configuración	10x6	6x4	6x4 cubierta
Longitud Pin	600 µ	2500 µ	2500 µ
Profundidad Ablación	0.6 - 1 mm	3 mm	3 mm
Profundidad Calentamiento	Entre 3 - 5mm		
Energía Máxima	62mJ/pin		
Frecuencia	1MHz		
Ratio de repetición	Hasta 2 pps		

EL ÚNICO TRATAMIENTO TÉRMICO PARA LA PIEL CON AJUSTE AUTOMÁTICO PARA LA GENERACIÓN DE NUEVO COLÁGENO Y TENSADO DE LA PIEL EN CARA, CUELLO Y CUERPO.



ESTIMULADOR DE COLÁGENO

- Ofrece resultados excelentes para el tensado de cara y cuerpo
- Exposición más larga a la temperatura terapéutica ideal
- Inmejorable uniformidad con respuesta audible y "corte" de temperatura
- Seguridad, eficacia y reproducibilidad óptima
- FormaV - para una óptima contracción vaginal no invasiva
- Tiempos de tratamiento más rápidos

Especificaciones

Salida RF	hasta 65 W
Frecuencia salida	1MHz
Corte temperatura	Control de temperatura superficial en tiempo real establecido por el operador hasta 43°C

TRATAMIENTO NO INVASIVO DE LA GRASA LOCALIZADA SIN DEJAR LA PIEL LAXA. OFRECE EL CONTROL TOTAL DE LA TEMPERATURA Y MÁXIMA SEGURIDAD.



EL MATADOR DE GRASA

- El único dispositivo que trata la celulitis y reducción la circunferencia de manera selectiva, junto con un tensado de la piel
- Incluye energía de electroporación para eliminar grasa sin ser invasivo
- El precalentamiento reduce el umbral para apoptosis selectiva de células grasas
- Monitorización sofisticada para temperatura e impedancia
- Limitación de temperatura óptima para evitar daños atróficos
- Múltiples estudios clínicos con histologías y resultados científicamente probados

Especificaciones

Presión Negativa	Hasta 360mBar
Salida RF	BodyFx hasta 50W MiniFx hasta 25W
Frecuencia salida	1MHz
Corte temperatura	Control de temperatura superficial en tiempo real establecido por el operador hasta 43°C

DIODO PARA DEPILACIÓN
ULTRA RÁPIDO DESTACANDO
3 P SIMULTÁNEAS
(PRE, PARALELA Y
POST-ENFRIAMIENTO)
TECNOLOGÍA, PULSACIÓN
Y POTENCIA
AVANZADA.



GOLD STANDARD PARA DEPILACIÓN

- Primera plataforma de depilación de alta velocidad que emite triple longitud de onda simultáneamente
- 4 piezas de mano complementarias
- 810nm con scanner – 4cm²
- 810nm alta velocidad – 3cm²
- 755/810nm para vello fino y claro
- 1064/810nm para pieles oscuras con vello oscuro

Especificaciones

Longitud de onda láser diodo	810 nm, 810 nm, 755 nm, 810 nm, 1064 nm
Tamaño del spot	3cm ² , 4cm ²
Fluencias	40/60 J/cm ²
Duración del pulso	Corto 5 – 70ms Largo - 10-140 ms
Guía de enfriamiento	5-12 °C / 2-15 °C
Ratio de repetición	Simple y 1 – 5pps, auto repetición

RÁPIDO, DE ALTA POTENCIA
Y ERGONÓMICO. TRATA
LESIONES VASCULARES
DE FORMA CÓMODA Y
EFECTIVA EN TODOS LOS
FOTOTIPOS DE PIEL.



EL TERMINATOR DE VENAS

- Trata lesiones vasculares en piernas, arañas vasculares y hemangiomas planos
- Ideal para tratamientos de piernas y cara
- Diseño ergonómico, ligero e intuitivo.
- Longitud de onda 1064nm
- Enfriamiento excelente para minimizar el dolor
- Tratamiento rápido con duración de pulso 5-25ms.

Especificaciones

Longitud de onda	1064nm
Tamaño del spot	4 mm X 5 mm
Fluencias	Hasta 300 J / CM ²
Duración del pulso	5ms - 25ms

LUZ PULSADA DE ALTA
INTENSIDAD AVANZADA
QUE EMITE 3 VECES MÁS
ENERGÍA EN EL RANGO
ENTRE 500 Y 600NM PARA
MEJORAR LA EFICACIA
EN MANCHAS ROJAS Y
MARRONES.



IPL - LÁSER

- 3 piezas de mano complementarias :515 – 1200NM, 580 – 1200NM, 580 – 1200NM USO DUAL (HR, SR)
- Alta efectividad en lesiones vasculares y pigmentadas
- Fotorrejuvenecimiento completo en 1-3 sesiones
- Prácticamente indoloro - Punta de zafiro para enfriamiento de la dermis
- Máxima potencia 3300W
- Frecuencia de repetición rápida en todas las configuraciones

Especificaciones

Longitud de onda	
515 SR	515-1200 nm
580 SR, 580 HR/SR	580-1200 nm
Tamaño del spot	30 mm x 10 mm
Fluencia	10-30 J/cm ²
Duración del pulso	corto / largo
Guía de enfriamiento	10° -25° C
Ratio de repetición	1 pps

PERSONALICE SU EQUIPO



TRITON

Plataforma de depilación

- Reducción de vello permanente
- Para tratar vello rubio oscuro
- Para tratar pelo fino o residual
- Para tratar pieles oscuras



BÁSICA

Aplicadores



DIOLAZE^{xl}
810
755/810
1064/810



OPTIMAS

Plataforma médica integral

- Rejuvenecimiento fraccionado ablativo
- Reducción de arrugas
- Tratamiento de marcas de acné y acné quístico
- Hiperhidrosis
- Skintightening



Aplicadores



LUMECCA[®]
580/515
SR/HR 580



FORMA[®] FRACTORA



CONTOURA

Plataforma remodelación corporal no invasiva

- Celulitis
- Grasa localizada
- Estrías blancas
- Flacidez



Aplicadores



BODY^{fx}
MINI^{fx}



PLUS[®]



VOTIVA

Recuperación integral de la salud femenina

- Tratamiento de vaginitis atrófica
- Tratamiento de incontinencia urinaria
- Tratamiento Síndrome genitourinario



Aplicadores



FORMA^{V™}



FRACTORA^{V™}



BODYTITE

Lipólisis asistida por radiofrecuencia mínimamente invasiva (RFAL)

- Seguro y altamente efectivo
- Mínimamente invasivo con resultados quirúrgicos
- Remodelación corporal 3D con control de temperatura dual (interna y externa)
- Tratamiento ambulatorio



Aplicadores



RF MINIMAMENTE
INVASIVE



FRACTORA[®]
INVASIVO

ACTUALIZACIONES



FORMA®



FRACTORA



VASCULAZE®



LUMECCA®




BODY *fx*°
MINI *fx*°



PLUS®



FORMA *v*™



BODY *fx*°
MINI *fx*°



PLUS®



FORMA *v*™



DIOLAZE



FORMA®




FRACTORA



FORMA *v*™



PLUS®



BODY *fx*°
MINI *fx*°



FORMA®



FORMA®



PLUS®



FORMA *v*™



BODY *fx*°
MINI *fx*°

“InMode ofrece una gran variedad de aplicaciones para los procedimientos estéticos más demandadas. Históricamente, los médicos tenían que disponer 3 o 4 equipos para cubrir las necesidades de los pacientes. InMode ha desarrollado una plataforma que ofrece resultados superiores y que hace crecer su clínica”.

Prof. Gary Lask
Dermatólogo licenciado, UCLA

“Todos los pacientes re-epitelizaron entre 4 y 7 días después del tratamiento. No había casos de cicatrización retardada, ninguna reacción adversa significativa y, más específicamente, ningún caso de hipopigmentación pos inflamatoria (PIH), ni cicatrices hipertróficas/hipotróficas”.

El rejuvenecimiento de la piel usando radiofrecuencia fraccionada ablativa en pacientes asiáticos y caucásicos: Un método novedoso de rejuvenecimiento cutáneo con radiofrecuencia fraccionada profunda *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications*.

“La reducción media de la circunferencia fue de 3,58cm con un rango de 1,5cm – 4,4cm. No se observó ningún paciente sin respuesta en el estudio. La mejora media con medición Vectra de la profundidad del foso o “puntuación de tersura” era de 2,9mm o 60% (rango 1,1mm – 6,3mm)”.

Introducción de un dispositivo nuevo no invasivo para la reducción de grasa localizada a largo plazo y la mejora del celulitis usando calentamiento con radiofrecuencia controlada, succión acoplada y pulsaciones eléctricas de alto voltaje ultra cortos. Journal of Clinical & Experimental Dermatology Research.

“Un solo tratamiento facial completo con Fractora proporciona una mejora de más del 50% en múltiples indicadores del envejecimiento de la piel. Se observaba una mejora adicional en arrugas y tensado cutáneo en la revisión a los 6 meses en comparación con la revisión de los 3 meses, indicando un proceso a largo plazo de neocolagénesis”.

Tratamiento para el rejuvenecimiento intensivo de la piel envejecida con radiofrecuencia fraccionada ablativa y no-ablativa. *Anti-Aging Medical News*

Para ver todos los ensayos clínicos visita: inmodemd.com/results/clinical-results/

ÚNASE A LA REVOLUCIÓN

Esta lista es una selección de líderes de la industria usando la tecnología de InMode:

David Jack, MD	Andrew Nelson, MD
Serge Dahan, MD	Judith Hellman, MD
Nicola Willis, MD	Stephen Eubanks, MD
Pier Paolo Rovatti, MD	David Goldberg, MD
Cesar Arroyo, MD	Dennis Hurwitz, MD
Salvatore Pagano, MD	Diane Duncan, MD
Pablo Naranjo, MD	Michael Gold, MD
Lila Bratani, MD	Natalie Curcio, MD
Mathew Avram, MD	Arisa Ortiz, MD
Edward Ross Jr., MD	...and more!



www.inmodemd.com/es

ESP1CORP